


AMS 800™

Künstlicher Blasenschliessmuskel




Eine bewährte Behandlungsalternative

- ◆ Seit über 25 Jahren wird Blaseninkontinenz erfolgreich mit dem künstlichen Blasenschliessmuskel von AMS (American Medical Systems) behandelt.
- ◆ 80% aller männlichen Patienten waren nach 7,2 Jahren immer noch nahezu kontinent (0-1 Windeleinlage pro Tag).
- ◆ 90% aller männlichen Patienten äusserten sich zufrieden über den künstlichen Blasenschliessmuskel, 96% würden ihn Freunden empfehlen und 92% würden sich wieder für eine Implantation entschliessen.


Neues Selbstvertrauen durch Blasenkontrolle

Der künstliche Blasenschliessmuskel AMS 800™ ist eine kleine Prothese aus festem Silikonelastomer, die vollständig im Körper implantiert wird. Die Prothese ahmt die natürliche Funktion des Blasenschliessmuskels nach und ermöglicht dem Patienten so, den Harnabgang zu kontrollieren.


Die Funktion des künstlichen Blasenschliessmuskels



Die Manschette umschließt die Harnröhre mit sanftem Druck.



Mittels Handpumpe fließt die Flüssigkeit von der Manschette in den Ballon. Die Harnröhre wird geöffnet und Urin wird ausgeschieden.



Automatisches Rückfließen der Flüssigkeit und somit Verschluss der Harnröhre.

Die drei Hauptkomponenten Verschlussmanschette, Ballon und Pumpe sind mit normaler Kochsalzlösung gefüllt und durch ein knickfestes Schlauchsystem miteinander verbunden.