



Was spricht für unsere WIROMA-Produkte?

- ✘ **WIROMA-Produkte werden in der Schweiz hergestellt und in über 25 Ländern vertrieben**
- ✘ **WIROMA ist in der Schweiz der führende Anbieter für Strahlenschutz und Röntgen**
- ✘ **WIROMA-Produkte verfügen über ein CE-Zertifikat und entsprechen vollumfänglich den EU-Normen.**
- ✘ **WIROMA-Produkte werden einer EG-Baumusterprüfung (TÜV) unterzogen.** Dies ist eine Garantie für den Anwender, dass alle Produkte auf Grösse, Form und Strahlenschutz geprüft sind. Ausserdem wird auf Haut- und Umweltverträglichkeit geachtet.
- ✘ **WIROMA bietet bleifreie und bleihaltige** Schutzbekleidung sowie die **Version "X-Light"** an, welche rund 15% leichter ist. **Der Schutz** (0.25, 0.35, 0.50 oder 1.00 mm Pb) **ist immer und bei allen Materialien gegeben.**
- ✘ **Kein Risiko, wenn Bleivinyll als Schutzmaterial eingesetzt ist:**
 - 👉 Keinerlei Oxidationsgefahr
 - 👉 Kein Ausstossen von Dämpfen
 - 👉 Das Blei ist unauflösbar und fest im Bleivinyll "eingekapselt"
- ✘ **WIROMA-Schutzbekleidung ist äusserst komfortabel und pflegeleicht:**
 - 👉 Der **spezielle Stretchbelt** bei Mantelschürzen ermöglicht eine **maximale Schulterentlastung**, indem er das Gewicht von den Schultern auf den Bereich von Hüfte / Gesäss verlagert.
 - 👉 Die Brusttasche kann herausgestülpt werden
 - 👉 **Flexibles, reissfestes Material**, entweder aus **Nylon** oder **strapazierfähigem und leicht abwaschbarem Spezialmaterial Magic®**, erhältlich in **diversen Farben.**
 - 👉 Laserschnitt und **Ultraschall-Punktverschweissung** (längere Lebensdauer)
 - 👉 Einfache Reinigung der Produkte (siehe Benutzerinformation)

Entscheiden auch Sie sich für WIROMA-Schutzbekleidung!